



Soporte térmico para
los recién nacidos

La **Servocuna® SM-401 América** permite el acceso inmediato al recién nacido. Facilita la realización de los procedimientos durante los primeros momentos de vida del bebé, manteniéndolo en óptimas condiciones ambientales. Su uso es ideal en salas de terapia intensiva neonatales y pediátricas, salas de parto y cirugías.



El modo Precalentamiento posibilita la preparación del equipo a la espera del nacimiento. Es silencioso, permitiendo a los médicos concentrarse en el bebé y no en el manejo del equipo.

Ambiente térmico óptimo

Distribución uniforme y continua del calor sobre toda la superficie del colchón.

Modo de temperatura de piel y manual con sensores de alta precisión ($\pm 0,1^\circ \text{C}$) que aseguran un ambiente térmico adecuado y permiten el seguimiento continuo del estado del bebé.

Modo de precalentamiento que posibilita la preparación del equipo a la espera del nacimiento. El modo de precalentamiento es silencioso, permitiendo a los médicos concentrarse en el bebé y no en el manejo del equipo.

Sofisticado sistema de alarmas que notifica a los médicos cuando se presenta un problema en la condición térmica del bebé. Tanto las alarmas acústicas como las visuales ayudan a mantener un ambiente estable y seguro para el recién nacido.

El sistema opcional de colchón calefaccionado es ideal para aquellas situaciones donde se necesita apoyo adicional de calor, como por ejemplo durante los procedimientos quirúrgicos. El colchón funciona en combinación con el calefactor principal manteniendo al bebé en la temperatura deseada.

El calefactor puede girar hacia un lado durante los procedimientos, sin dejar de ofrecer soporte térmico para el bebé. Esto permite mantener la temperatura adecuada durante los procedimientos y tratamientos tales como Rayos - X.

Rápido acceso al bebé

Su amplio colchón, sus paneles de acrílico rebatibles y el sistema de altura variable (opcional) ayudan a los médicos a trabajar con facilidad en cualquier situación clínica.

El tamaño del colchón transforma la cuna radiante en el espacio ideal para realizar cirugías, ofreciendo la posibilidad de incorporar equipos adicionales durante los procedimientos críticos.

Suave movimiento de Trendeleburg y Anti-Trendeleburg en un rango de $\pm 15^\circ$.


Display fácil de usar que permite a los médicos concentrarse en el cuidado del bebé.

Luz de examen incorporada que ayuda a los médicos durante los procedimientos.

Portachasis para Rayos - X que permite tomar imágenes del bebé sin perturbarlo.



Flexibilidad para el óptimo cuidado del paciente



Luz de examen para una óptima visibilidad

Calefactor radiante infrarrojo

Display digital para temperatura de control con modo de precalentamiento

Display digital para temperatura de piel

Bandeja porta monitor

Columna para accesorios

Portachasis para Rayos - X

Tomacorriente para equipos auxiliares

Amplio colchón con paneles de acrílico rebatibles



Calefactor con giro envolvente que mantiene el calor durante los procedimientos



Mecanismo continuo y suave para facilitar el acceso al bebé durante el procedimiento

OPCIONALES

- Sistema de fototerapia
- Balanza
- Colchón calefaccionado
- Sistema eléctrico de altura variable
- Sistema de resucitación
- Reloj de Apgar



Ideal para ser usada en diferentes entornos clínicos

La Servocuna® SM-401 América puede ser configurada según los requerimientos de los médicos y las necesidades específicas de cada área.

Su avanzado diseño provisto de canales laterales permite la incorporación de una gran cantidad de accesorios como flujímetros, reguladores, y monitores de parámetros vitales.

La SM-401 América puede ser equipada con cajones de apertura frontal, o lateral.

La altura de la Servocuna® SM-401 América puede ser ajustada, facilitando el trabajo de médicos y enfermeras.

Facilidad de limpieza

El diseño simple de la Servocuna® SM-401 América, permite realizar una limpieza efectiva en forma rápida, preparándola para su siguiente uso en muy poco tiempo.

Alta resistencia al uso

La Servocuna® SM-401 América proporciona un diseño sólido y resistente ofreciendo valor en las salas de neonatología, a un **bajo costo de adquisición y mantenimiento.**



Medix, a division of Natus
 Marcos Sastre 1675 (B1618EWC)
 El Talar, Tigre, Buenos Aires, Argentina
 Tel: +54 11 5354 3700
 Fax: +54 11 5354 3721
www.medix.com.ar

Sujeto a modificaciones

© 2013 Natus Medical Incorporated. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de productos que aparecen en este documento son marcas o marcas registradas propiedad, licenciadas, promovidas o distribuidas por Natus Medical Incorporated, sus subsidiarias o afiliadas.