

Dantec® Keypoint® Focus


Estación de trabajo de EMG/NCS/EP compacta

Dantec[®] Keypoint[®] Focus

El sistema de EMG Dantec Keypoint Focus ha sido creado tras casi 50 años de experiencia en el diseño



Dantec Keypoint Focus es el sistema de EMG de próxima generación; ofrece la calidad y los resultados que usted espera a un precio económico.



- Sistema de EMG/EP todo en uno con controles dedicados, estimuladores integrados y audio de alta calidad
- Opciones del amplificador de 3, 6 u 8 canales
- Funciones avanzadas para Quantitative EMG, SF-EMG y Tremor Analysis
- Comparación online para los valores de referencia
- Aplicación que funciona sobre Microsoft® Windows 7

Gestionar casos difíciles con mayor rapidez y eficacia

- Pruebas basadas en protocolos
- Amplia variedad de potentes herramientas de análisis
- Comparación automática con datos normativos
- El único sistema disponible que cuenta con una completa base de datos normativos MUP
- Creación de informes rápida y automática

Diseñe un sistema de EMG perfecto para usted

- Seleccione la configuración que le funcione: sistemas notebook portátiles para estaciones de trabajo totalmente equipadas
- Compre solamente las aplicaciones que necesite
- Controle totalmente todas las mediciones, los cálculos/tablas de datos y las visualizaciones
- Cree informes personalizados







Características informatizadas

- Base de datos de Microsoft SOL
- Función de archivado y copia de seguridad de datos de estudio automática
- Servicios Active Directory completos
- Conexión GDT/HL7


Software EMG/NCS/EP versátil




NCS de varias modalidades con valores de referencia




H Reflex avanzado



Prueba de Disminución avanzada



Multi-MUP con valores de referencia



SF-EMG de activación del pico



EP con valores de referencia



Servicio

Natus Neurology se compromete a proporcionar un servicio ejemplar a nuestros clientes. Nuestro equipo de atención al cliente especializado y experimentado le ayudará con todos los aspectos de su pedido. Para avalar nuestros productos, contamos con técnicos de campo formados en la fábrica y especialistas en aplicaciones técnicas para proporcionar asistencia insitu. De manera adicional, proporcionamos un equipo de asistencia técnica interno, formado por expertos y una sólida red de distribución en mercados internacionales para ofrecer un amplio rango de opciones de servicio. Nuestro objetivo es dotar a nuestros clientes de más tiempo para que puedan atender a sus pacientes. La fidelidad del cliente es nuestra recompensa.

Suministros

Natus Neurology ofrece una amplia gama de accesorios y suministros para los neurodiagnósticos que favorecen la comodidad del paciente. Nuestro equipo de atención al cliente ha diseñado un proceso para realizar y expedir pedidos que le ahorrará tiempo y dinero.

Para obtener más información sobre Natus Neurology Service Programs y para conocer mejor toda la línea de suministros y accesorios, póngase en contacto con su distribuidor o representante de ventas local.



Natus Neurology Incorporated 3150 Pleasant View Road Middleton, WI 53562 EE.UU.

1-800-356-0007

1-608-829-8500 Fax: 1-608-829-8709 www.natus.com Natus Europe GmbH Robert-Koch-Str. 1 82152 Planegg Alemania

Tel: +49 (0)89 / 83942-0 Fax: +49 (0)89 / 83942-777 Divulgación: Consulte las etiquetas del producto para obtener las directrices específicas relacionadas con el uso del producto, las contraindicaciones, advertencias, precauciones y los posibles eventos adversos. Advertencia: Las Leyes Federales de EE.UU. obligan a que la venta de este aparato sea a través de un médico o por orden médica.

© 2014 Natus Medical Incorporated. Reservados todos los derechos. Los nombres de los productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece a Natus Medical Incorporated, o a sus empresas subsidiarias o afiliadas.